



2020年4月号
1/7

HANEL

ハネル「タフ咬合フイルム」

一部規格 完売 / 切替品のご案内

幅22mmタイプを さらに 丈夫で 裂けにくくなった タフタイプに
順次 グレードアップしてまいります。

**さらに 丈夫で 裂けにくく！
精密な咬合調整で長期補綴**

ピンポイント調整
薄さ 12 μ


手・グローブに
色がつきにくい

濡れていても
くっきり マーク

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

切替品

- 販売名：ハネル タフ 咬合フイルム
- クラス分類：雑貨



商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
38025	幅22mm 片面 緑	25m	12 μ	04580195078504
38026	幅22mm 片面 青	25m	12 μ	04580195078511
38028	幅22mm 両面 赤	25m	12 μ	04580195078535

完売

- 販売名：ハネル 咬合フイルム
- クラス分類：雑貨

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
38004	幅22mm 片面 緑	25m	[完売] 12 μ	04580195082495
38005	幅22mm 片面 青	25m	[完売] 12 μ	04580195082501
38011	幅22mm 両面 赤	25m	[完売] 12 μ	04580195082563



オブチュラ「超音波チップ」

キャンペーンのご案内

ハイエンドキャンペーン

キャンペーン期間：2020年5月21日～7月20日

サテレック用 / EMS用

すべて
対象!

CPR 破折ファイル・ポストの 除去

- 破折ファイル 周囲カット用
- やわらかく 湾曲の先まで とどきます



CPR 再治療・充填物 除去用

- エンド再治療用 チップ



BUC アクセスキャビティ用

- ブキャナン先生 デザイン
- 根管口形と 歯質を MI保存



K i S マイクロサージカル シリーズ

- ペンシルベニア大 Syngcuk キム 先生 デザイン
- MTA ブロック・キャリア・プラグーと 同サイズ (同社製)
- 逆根管へ スムースな アクセス



必ず下記の セール用特別コード・特別規格名 をご入力ください。

キャンペーン期間内に 通常のコードで ご注文された場合、

通常価格にて 起票されます。

●販売名:オブチュラ 超音波チップ

●クラス分類:一般(I) ●医療機器届出番号:28B1X00005000293

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
65055	ハイエンドキャンペーン BUC-1	1	髓室開口用、サテレック	04560195450906
65056	ハイエンドキャンペーン BUC-2	1	髓床底用、サテレック	04560195450913
65057	ハイエンドキャンペーン BUC-3	1	マテリアル除去用、サテレック	04560195450920
65058	ハイエンドキャンペーン BUC-1A	1	イスマス除去用、サテレック	04560195450937
65059	ハイエンドキャンペーン BUC-2A	1	髓床底用、サテレック	04560195450944
65060	ハイエンドキャンペーン BUC-3A	1	イスマス除去用、サテレック	04560195450951



65061	ハイエンドキャンペーン KiS-1D	1	前・臼歯根管に広く利用可能、サテック	04560195450968
65062	ハイエンドキャンペーン KiS-2D	1	太い根管用、サテック	04560195450975
65063	ハイエンドキャンペーン KiS-3D	1	下顎右臼歯の頬側根管・ 上顎左臼歯の近心頬側根管用、サテック	04560195450982
65064	ハイエンドキャンペーン KiS-4D	1	下顎左臼歯の舌側根管・ 上顎右臼歯の遠心頬側根管用、サテック	04560195450999
65065	ハイエンドキャンペーン KiS-5D	1	下顎左臼歯の頬側根管・ 上顎右臼歯の近心頬側根管用、サテック	04560195451002
65066	ハイエンドキャンペーン KiS-6D	1	下顎右臼歯の舌側根管・ 上顎左臼歯の遠心頬側根管用、サテック	04560195451019
65067	ハイエンドキャンペーン CPR-1	1	ポスト除去用、サテック	04560195451026
65068	ハイエンドキャンペーン CPR-2D	1	イスマス除去用、サテック	04560195451033
65069	ハイエンドキャンペーン CPR-3D	1	ファイル周囲カット用、サテック	04560195451040
65070	ハイエンドキャンペーン CPR-4D	1	ファイル周囲カット用、サテック	04560195451057
65071	ハイエンドキャンペーン CPR-5D	1	ファイル周囲カット用、サテック	04560195451064
65072	ハイエンドキャンペーン CPR-6	1	20mm長、サテック	04560195451071
65073	ハイエンドキャンペーン CPR-7	1	24mm長、サテック	04560195451088
65074	ハイエンドキャンペーン CPR-8	1	27mm長、サテック	04560195451095
65075	ハイエンドキャンペーン BUC-1E	1	髄室開口用、EMS	04560195451101
65076	ハイエンドキャンペーン BUC-2E	1	髄床底用、EMS	04560195451118
65077	ハイエンドキャンペーン BUC-3E	1	マテリアル除去用、EMS	04560195451125
65078	ハイエンドキャンペーン BUC-2AE	1	髄床底用、EMS	04560195451132
65079	ハイエンドキャンペーン KiS-1E	1	前・臼歯根管に広く利用可能、EMS	04560195451149
65080	ハイエンドキャンペーン KiS-2E	1	太い根管用、EMS	04560195451156
65081	ハイエンドキャンペーン KiS-3E	1	下顎右臼歯の頬側根管・ 上顎左臼歯の近心頬側根管用、EMS	04560195451163
65082	ハイエンドキャンペーン KiS-4E	1	下顎左臼歯の舌側根管・ 上顎右臼歯の遠心頬側根管用、EMS	04560195451170
65083	ハイエンドキャンペーン KiS-5E	1	下顎左臼歯の頬側根管・ 上顎右臼歯の近心頬側根管用、EMS	04560195451187
65084	ハイエンドキャンペーン KiS-6E	1	下顎右臼歯の舌側根管・ 上顎左臼歯の遠心頬側根管用、EMS	04560195451194

65085	ハイエンドキャンペーン CPR-1E	1	ポスト除去用、EMS	04560195451200
65086	ハイエンドキャンペーン CPR-2E	1	イスムス除去用、EMS	04560195451217
65087	ハイエンドキャンペーン CPR-3E	1	ファイル周囲カット用、EMS	04560195451224
65088	ハイエンドキャンペーン CPR-4E	1	ファイル周囲カット用、EMS	04560195451231
65089	ハイエンドキャンペーン CPR-5E	1	ファイル周囲カット用、EMS	04560195451248
65090	ハイエンドキャンペーン CPR-6E	1	20mm長、EMS	04560195451255
65091	ハイエンドキャンペーン CPR-7E	1	24mm長、EMS	04560195451262
65092	ハイエンドキャンペーン CPR-8E	1	27mm長、EMS	04560195451279



↓
roeko

ハガー「ミラザクト バキュームチップ」

完売・在庫限り / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。



完売

- 販売名:ミラザクト バキュームチップ
- クラス分類:管理(Ⅱ) ●医療機器承認番号:21900BZX00469000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
47002	254020	50	[完売] ホワイト	04580195072021
47003	254021	50	[完売] オレンジ	04580195072038

在庫限り

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
47004	254020-1	10	ホワイト・オレンジ／各5 [在庫限り]	04580195072038

代替品

**ワイドな 吸い口で
ぐいぐい 水霧をつかまえる**



- 販売名:コンコルドⅡアスピレーターチップ
- クラス分類:管理(Ⅱ) ●医療機器承認番号:21900BZX00447000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
35231	φ11mm	10	アダプター 大 φ16→11付	04580195082358
35232	φ16mm	10		04580195082365



↓



ジッパー「カーバイド バー」

完売 / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

完売

- 販売名:ジッパー カーバイド バー
- クラス分類:一般(Ⅰ) ●医療機器届出番号:28B1X00005000089

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
17210	HP 8	6	[完売] ラウンド型	04580195086646
17224	HP 699L	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195086783
17226	HP 701L	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195086806
17419	RA 702	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195087025

代替品

- 販売名:オロチ カーバイドバー
- クラス分類:一般(Ⅰ) ●医療機器届出番号:28B1X00005000343

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
73181	HP 8 2piece 合着型	5	マイクロモーター専用	04571197458746
73194	HP 699L 2piece 合着型	5	マイクロモーター専用	04571197458876
73197	HP 701L 2piece 合着型	5	マイクロモーター専用	04571197458906

RA 702については 大変申し訳ありませんが、当社代替品はございません。

ZIPPERER
ENDOLINE↓
MOKUDA

ジッパー「スチール バー」

完売 / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

完売

- 販売名:ジッパー スチール バー
●クラス分類:一般(Ⅰ) ●医療機器届出番号:28B1X00005000085

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
17608	HP 6	6	[完売] ラウンド型	04580195087179
17628	HP 699	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195087377
17630	HP 701	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195087391
17632	HP 703	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195087414
17633	HP 704	6	[完売] テーパー フィッシャー型(エナメル型)	04580195087421
17801	RA 1/4	6	[完売] ラウンド型	04580195087438
17804	RA 2	6	[完売] ラウンド型	04580195087469
17806	RA 4	6	[完売] ラウンド型	04580195087483

代替品

- 販売名:オロチ スチールバー
●クラス分類:一般(Ⅰ) ●医療機器届出番号:28B1X00005000349

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
73507	HP 6	6		04571197459231
73515	HP 699	6		04571197459316
73517	HP 701	6		04571197459330
73519	HP 703	6		04571197459354
73520	HP 704	6		04571197459361
73521	RA 1/4	6		04571197459378
73524	RA 2	6		04571197459408
73526	RA 4	6		04571197459422

HANEL**ハネル「ツイーザー」****完売 / 在庫限りのご案内**

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

完売

- 販売名: ハネル ツイーザー
- クラス分類: 一般(Ⅰ) ● 医療機器届出番号: 28B1X00005000288

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
38601	局部用 直型	1	[完売]	04580195082853

大変申し訳ありませんが、当社代替品はございません。

在庫限り


商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
38602	局部用 曲型	1	[在庫限り]	04580195082860
38604	全顎用 移動式	1	[在庫限り]	04580195082884

ZIPPERER[®]
ENDOLINE

ジッパー「ガッタパーチャ ポイント」

完売・在庫限り / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には 大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。




完売

- 販売名: ガッタパーチャ ポイント
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ● 医療機器承認番号: 21900BZX00462000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
16015	90	60	[完売] 28mm	04560195440143
16016	100	60	[完売] 28mm	04560195440150

在庫限り

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
16017	110	60	[在庫限り] 28mm	04560195440167
16018	120	60	[在庫限り] 28mm	04560195440174
16019	130	60	[在庫限り] 28mm	04560195440181
16020	140	60	[在庫限り] 28mm	04560195440198
16021	90-140	60	[在庫限り] 28mm アソート	04560195440204



カラーコードがついていない
やや短い

代替品

- 販売名: ガッタパーチャポイント ウォームコーンテクニック用
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ● 医療機器承認番号: 21900BZX00463000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
16108	90	60	28mm	04560195440433
16109	100	60	28mm	04560195440440
16110	110	60	28mm	04560195440457
16111	120	60	28mm	04560195440464
16112	130	60	28mm	04560195440471
16113	140	60	28mm	04560195440488
16114	90-140	60	28mm アソート	04560195440495

- ・火であぶって 垂直加圧できるように、ウォームコーンテクニック用は 熱を加えると 軟化しやすい性質が ございます。
- ・通常時・硬化時の硬さは 通常品と同じです。
- ・太さ、テーパは同じです。(製品仕様上の誤差が生じることがございます)
- ・カラーコードがない分、全長は短くなっております。