



2024年10月号 1/6



ジェンセン
JENSEN DENTAL

「MiYO 高発色 3Dステイン」

2025年2月 発売予定のご案内

築盛同等に天然歯牙再現！ ほしい発色・のこせる表面質感 高表現ステイン MiYO

販促資料
近日完成

歯牙表面の凸凹をリアルに再現
 リアルなツヤ感 グレーズ多量含有

95%超収縮焼成 厚盛でも超薄 0.005mm
 納得いくまで なんとでも塗って・焼き直せる

ひと塗り リアル歯肉
 厚くひと塗りも重ねて調整もできる 50色
 ジルコニア・e.max®・LiSiへON！



すぐみつける！
 ほしかった
 50色

17 ひと塗り濃密 歯肉色！

33 表現無限大 歯冠色！



ボンデント / UDG



「ボンデント 手用ファイル」

マイクロスコープ用 新発売のご案内

かくれた根管をすぐ発見・拡大 古い根充材を スピード除去

強いコシで 根管口を探索拡大

さぐりやすく 根管を傷つけない
先端のみブレード (K 04オープナー)

.04で 力強くアクセス
.02で のこさずクリーニング




石崎 秀隆 Dr.

関連商品



シリコンストッパー / ジッペラー社

使いやすい あてやすい
うごかしやすい .04K



マイクロ用K 04オープナー



マイクロ用K 04オープナー 10



マイクロ用K 04オープナー 15



マイクロ用K 04オープナー 20

見やすく すばやく
キレイに .02H



マイクロ用H 02クリーナー



マイクロ用H 02クリーナー 20



マイクロ用H 02クリーナー 25



マイクロ用H 02クリーナー 30

実寸

新発売

- 発売日: 2024年11月21日(木) ● 販売名: ボンデント 手用ファイル
- クラス分類: 一般(I) ● 医療機器届出番号: 28B1X00005000372

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
82303	マイクロ用K 04オープナー アソート	3	04/#10、15、20 各1入	04580195062114
82300	マイクロ用K 04オープナー 10	3		04580195062084
82301	マイクロ用K 04オープナー 15	3		04580195062091
82302	マイクロ用K 04オープナー 20	3		04580195062107
82307	マイクロ用H 02クリーナー アソート	3	02/#20、25、30 各1入	04580195062152
82304	マイクロ用H 02クリーナー 20	3		04580195062121
82305	マイクロ用H 02クリーナー 25	3		04580195062138
82306	マイクロ用H 02クリーナー 30	3		04580195062145

組み合わせ品

- 販売名: シリコンストッパー
- クラス分類: 雑貨



商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
16610	21mm 白	150		04560195441294
16611	25mm 黄	150		04560195441300
16612	28mm 赤	150		04560195441317

**アバロン / ニュー
スマイル**



「バイオセラミックス シーリング フロー」

ニュース 表記修正のご案内

2024年9月臨時号 茂久田ニュースの アバロン/ニュースマイル商品につきまして、表記に修正がございました。
ご迷惑をおかけいたしました大変申し訳ございませんが、訂正してお詫び申し上げます。
ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

正

- 販売名: バイオセラミックス シーリング フロー
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器 **認証** 番号: 306AIBZX00011000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
72610	プレミックス パテ 0.5g	1		04580195062039
72611	プレミックス パテ 1.2g	1		04580195062046
72612	1.0g 粉液キット	1	ジェル 2mL、スプーン	04580195062053
72613	2.5g 粉液キット	1	ジェル 4mL、スプーン	04580195062060
72614	2.2g シリンジ	1	まげられる 直 メタル・ニードル 25G 25mm 20付	04580195062077

誤

- 販売名: バイオセラミックス シーリング フロー
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器 **承認** 番号: 306AIBZX00011000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
72310	プレミックス パテ 0.5g	1		04580195062039
72311	プレミックス パテ 1.2g	1		04580195062046
72312	1.0g 粉液キット	1	ジェル 2mL、スプーン	04580195062053
72313	2.5g 粉液キット	1	ジェル 2mL、スプーン	04580195062060
72314	2.2g シリンジ	1	まげられる 直 メタル・ニードル 25G 25mm 20付	04580195062077

アバロン / ニュー
スマイル



「MTA プラス」
「バイオセラミックス シーリング フロー」

完売 / 代替品のご案内

長年ご愛用いただいておりますユーザー様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



完売

スーパージェル ホワイト 1/2.5g

- 販売名: MTA プラス
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器認証番号: 227AIBZX00018000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
72602	スーパージェル ホワイト 1g	1	【完売】 ジェル 2mL、スプーン0.1g 代替品: 1.0g 粉液キット	04571197449225
72607	スーパージェル ホワイト 2.5g	1	【完売】 ジェル 2mL、スプーン0.1g 代替品: 2.5g 粉液キット	04571197449270



代替品

粉液 1.0/2.5g入(粉量)



フロー 2.2g入



パテ 0.5/1.2g入

- 販売名: バイオセラミックス シーリング フロー
- クラス分類: 管理(Ⅱ) ●医療機器認証番号: 306AIBZX00011000

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
72612	1.0g 粉液キット	1	ジェル 2mL、スプーン	04580195062053
72613	2.5g 粉液キット	1	ジェル 4mL、スプーン	04580195062060
72610	プレミックス パテ 0.5g	1		04580195062039
72611	プレミックス パテ 1.2g	1		04580195062046
72614	2.2g シリンジ	1	まげられる 直 メタル・ニードル 25G 25mm 20付	04580195062077

リライアンス



「ダッペンガラス」

モクダコード 表記修正のご案内

2024年9月号 茂久田ニュースの リライアンスの商品につきまして、表記に修正がございました。
 ご迷惑をおかけいたしました大変申し訳ございませんが、訂正してお詫び申し上げます。
 ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。

正

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
46044	透明	1		04580195080781

誤

商品コード	規格	内容包装	備考	GS1コード
46046	透明	1		04580195080781